



# WHILL Model C2



# Mehr Leben. Mehr Mobilität.

Kompakt, leistungsstark und vielseitig  
- das WHILL Model C2 begleitet Sie in jeder Lebenslage,  
von Outdoor-Abenteuern bis hin zu Indoor-Aktivitäten.





## Intuitiv und wendig Praktisch, selbst bei engen Platz- verhältnissen



**Hochklappbare Armlehne**  
Heben Sie die Armlehne an, um sich bequem von der Seite in den Sitz zu setzen. Stellen Sie sich für zusätzliche Stabilität auf die Fußstütze.



**Wenderadius von 76 cm**  
Der WHILL ist einfach zu manövrieren und auch auf kleinstem Raum einsetzbar und damit ideal für die Fortbewegung in engen Innenräumen.



**Moderne, intuitive Steuerung**  
Schalten Sie den Strom ein und stellen Sie die Geschwindigkeit mit einer Hand ein. Der WHILL-Elektrollstuhl brems automatisch, wenn Sie die Steuerung loslassen, sogar an einer Steigung. Die Steuerung kann auf der linken oder rechten Seite des Geräts positioniert werden.





## Leistungsstark und geländegängig

Mit dem WHILL Model C2  
gelangen Sie an Orte,  
an die Sie ein handelsüblicher  
Elektrorollstuhl nicht bringen kann.

Dank zweier leistungsstarker Motoren und innovativer Räder können Sie mit dem WHILL Model C2 Gelände befahren, für das ein handelsüblicher Elektrorollstuhl ungeeignet ist. Schlaglöcher, unebenes Gelände, Gras und Schotter sind kein Problem.



Überwinden Sie mühelos Hindernisse bis zu 5 cm Höhe.



Die Hinterradfederung dämpft die Stöße beim Fahren über holprige Straßen oder Hindernisse.



Das WHILL Model C2 wurde entwickelt, um ein Abdriften zu verhindern. Fahren Sie auf einem geneigten Weg geradeaus.



## Kompakt und leicht zu transportieren

### Nehmen Sie ihn überallhin mit!

Der WHILL Model C2 ist leicht und kann schnell zerlegt werden.  
So passt er in den Kofferraum eines jeden Autos.  
Er kann selbst im Gepäckraum des Flugzeugs mitgenommen werden.



### Wie man den WHILL zerlegt

Erfahren Sie unter diesem Link, wie Sie den Elektrorollstuhl in 4 Schritten demontieren.  
Fotografieren Sie dazu den QR-Code:



## Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku

Er garantiert Ihnen den ganzen Tag lang Energie und Reichweite.

Der in Zusammenarbeit mit LG entwickelte Akku des WHILL Model C2 kann mit einer fünfstündigen Ladung 18 km weit fahren und bietet Ihnen damit ausreichend Power für Ihren Alltag. Optional können Akkus und Ladegeräte einzeln gekauft werden.

Der Akku kann herausgenommen und an einer üblichen Haushaltssteckdose aufgeladen

5 Stunden  
Ladezeit

Reichweite

18 km

Gewicht

2,7 kg

## Steuern Sie Ihren WHILL mit der App\*



- > Steuern Sie den WHILL aus der Ferne.
- > Stellen Sie die Höchstgeschwindigkeit sowie die Empfindlichkeit der Steuerung und der Beschleunigung ein.
- > Überwachen Sie den Akkustand in Echtzeit.
- > Verfolgen Sie Ihre Aktivitäten: Zurückgelegte Strecke, Fahrzeit.

\*WHILL Model C2/F



# Wählen Sie die Farbe, die zu Ihnen passt

Die Stützarmabdeckungen gibt es in 10  
sorgfältig ausgewählten Farben. Wechseln Sie  
die Farbe je nach Stimmung oder Tageslaune!



Blau



Schwarz



Hellgrün



Rot



Rosa



Hellblau



Gold



Grau



Lila

Weiß

# Anpassbarer Komfort

Das WHILL Model C2 passt sich  
Ihren Bedürfnissen an

Anpassbare Rückenlehne  
(Model C2 Backrest Mounting System – siehe Seite 19)



Die Rückenlehne mit Rohrkonstruktion und weiteres Zubehör ermöglichen individuell anpassbare Sitzpositionen. (Die Rohrkonstruktion ist nur als Option erhältlich. Für die Wahl der richtigen Rückenlehne wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und/oder Ergotherapeuten.)



Stockhalter

Verfügbare Sitzbreiten .....	40, 45, 50 cm
Höhe des Geräts .....	760 mm – 840 mm
Gewicht des Geräts je nach Sitzbreite .....	40: 51,3 kg
*ohne Rohrkonstruktion	45: 52 kg
	50: 52,2 kg
Maximale Tragfähigkeit.....	40: 115 kg
je nach Sitzbreite	45: 136 kg
	50: 136 kg



Typ Computermaus




Typ Steuerknopf



Typ Steuerknopf u-förmig

Komfort-Armauflage (kein  
medizinisches Produkt)



Verstellbare Fußauflage





## Erfahrungsberichte

« Mein WHILL ist in erster Linie mein bester Freund, der mir Mobilität ermöglicht! » Olivier



« Ich wollte einen Rollstuhl, der nicht wie ein Rollstuhl aussieht. Ich wollte, dass er Eindruck macht. Und man kann mit ihm so viel machen – eine echte Revolution! Seit ich meinen WHILL habe bin ich viel aktiver. Und die Leute sprechen mich auf meinen Flitzer an. So kommen wir ins Gespräch. » Nicolas

« Nachdem ich einige Elektrorollstühle getestet hatte, fiel meine Wahl sofort auf den WHILL C2 – er ist mein Favorit, der mir meine Unabhängigkeit zurückgibt. Unvergleichliche Stabilität in Hanglagen, extreme Mobilität und Reaktionsschnelligkeit. Er überwindet Hindernisse mit Leichtigkeit und selbst Schlaglöcher sind kein Problem. Man könnte sagen, dass ich meine Freiheit wiedergewonnen habe. » Bertrand



« Was mein Handicap betrifft, so hat mich der WHILL wieder zurück ins Leben gebracht. Er hat mir geholfen, mich wieder aufzubauen. Er sieht gut aus, ist bei engen Platzverhältnissen leicht zu manövrieren, geländegängig und überwindet dank seiner innovativen Radtechnologie Hindernisse bis zu einer Höhe von 5 cm. Es ist mein individuelles Fahrzeug, das mir geholfen hat, meine Mobilität wiederzuerlangen und mein Leben wieder voll und ganz mit den Menschen zu genießen, die mir wichtig sind. Der WHILL ist ein Rollstuhl im kompakten Design. Er steht für Dynamik und Bewegung – also für das Leben! » Valérie




« Anfangs hielt ich die Fernsteuerung für eine Spielerei, aber inzwischen ist sie wirklich hilfreich. Ich benutze sie, um vom Bett in den Rollstuhl zu gelangen, um zu duschen, den WHILL wegzufahren und zu verstauen, für Arztbesuche usw. » Pascal

« Bei meiner kleinen Statur brauchte ich einen leichten und handlichen Rollstuhl, der gleichzeitig zusammenklappbar ist, damit ich ihn leicht im Auto verstauen kann. Der WHILL hat mir zu mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit verholfen. Das ist für mich super wichtig. » Stéphanie

# Technische Daten

Das Model C2 lässt sich leicht einstellen, von der Sitzhöhe und dem Winkel der Rückenlehne bis hin zur Position des Steuerknopfs (Rechts- oder Linkslenker), um ein komfortables Fahrerlebnis zu bieten.



Der Steuerknopf kann links oder rechts positioniert werden

- 1. Steuerknopf Höhe ..... 670, 690, 710, 730 mm
- 2. Rückenlehne Neigung ..... 90, 95, 100°
- 3. Rückenlehne Höhe.....340-460 mm
- 4. Sitzhöhe.....405, 425, 445, 465, 485 mm
- 5. Sitzfläche Neigung .....5°
- 6. Sitztiefe.....400-450 mm
- 7. Sitzbreite.....400-500 mm
- 8. Fußstütze Neigung .....2°
- 9. Fußstütze Höhe .....127 mm

Warnhinweis: Wenn Sie ein eigenes Kissen oder eine eigene Rückenlehne verwenden, achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass es einen ausreichenden Flammschutz bietet. Bitte beachten Sie, dass diese Broschüre kein vollständiges Benutzerhandbuch ist. Lesen Sie vor der ersten Verwendung unbedingt das Benutzerhandbuch.



Reichweite .....18 km	Wettergeprüft..... IPX4
Max. Steigung .....10°	Höchstgeschwindigkeit ..... 6 km/h
Wenderadius .....760 mm	Hindernisüberwindung ..... 5 cm
Breite des Geräts..... 554-654 mm	Erhältliche Sitzgrößen..... 985 mm
Gewicht komplett montiert .....51,9-52,8 kg	Federung ..... 4 Einzelräder
Für Flugreisen zugelassen .....Ja	App-fähig..... Ja, mit Fernsteuerung
Ladezeit .....5 Stunden	Auswechselbare Stützarmabdeckungen 10 Farben
Tragfähigkeit .....40 cm: 115 kg, 45 cm/50 cm: 136 kg	Akku ..... Lithium-Ionen (25,3 V 10,6 Ah)

# FAQ

## Wie kann ich den WHILL Model C2 zu Hause testen?

1. Fotografieren Sie den nebenstehenden QR-Code und füllen Sie das Formular aus. Oder klicken Sie auf den folgenden Link: <https://whill.inc/de/schedule-a-test-drive/>
2. Wenden Sie sich direkt an Ihren Händler oder an WHILL, um Informationen zu autorisierten Händlern in Ihrer Nähe zu erhalten.
3. Einen WHILL-Vertriebspartner finden: Klicken Sie auf „Eine Probefahrt vereinbaren“. Geben Sie Ihre Postleitzahl oder Ihre Stadt ein, um mit dem WHILL-Team verbunden zu werden,



das Sie an den nächstgelegenen Händler verweisen kann. Der Händler und der WHILL-Vertreter werden Sie durch den Prozess der Probefahrt zu Hause führen und alle Ihre Fragen beantworten.

4. Der Händler bringt Ihnen den WHILL Ihrer Wahl und Sie können ihn zu Hause testen. Achten Sie darauf, dass Sie den WHILL in verschiedenen Umgebungen testen, z. B. in flachem und unebenem Gelände, um sicherzustellen, dass er für Ihre Zwecke geeignet ist.
5. Wenn der WHILL Ihren Bedürfnissen entspricht, können Sie ihn direkt beim Händler kaufen.

## Wie kaufe ich das WHILL Modell C2?

1. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an WHILL, um Informationen zu autorisierten Händlern in Ihrer Nähe zu erhalten.
2. Vereinbaren Sie einen Termin mit einem autorisierten WHILL-Händler, um sich beraten zu lassen und eine Beurteilung Ihrer Anforderungen an eine Mobilitätslösung zu erhalten. Die Beurteilung kann Fragen zu Ihrer körperlichen Verfassung, Ihren Lebensgewohnheiten und Ihren täglichen Aktivitäten beinhalten, um das Modell zu ermitteln, das am besten für Sie geeignet ist.
3. Probieren Sie die verschiedenen WHILL-Modelle aus, um herauszufinden, welches am besten zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passt. Achten Sie darauf, dass Sie alle Funktionen testen, einschließlich Manövrierfähigkeit, Geschwindigkeit, Akkulaufzeit und Steigfähigkeit.
4. Bestellen Sie bei einem autorisierten WHILL-Händler. Beim Händler erhalten Sie alle notwendigen Informationen über den Preis, Finanzierungsmöglichkeiten, Lieferzeiten und Garantien.
5. Bei der Lieferung erklärt Ihnen der Händler, wie Ihr WHILL funktioniert, zeigt Ihnen, wie Sie ihn richtig benutzen, und beantwortet alle Fragen, die Sie zu Gebrauch und Pflege haben.
6. Genießen Sie Ihre neue WHILL-Mobilitätslösung. Beachten Sie die Gebrauchs- und Pflegehinweise, um seine Lebensdauer zu verlängern und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

[Wenden Sie sich an den WHILL-Kundendienst, um Informationen über die Rückerstattungsmodalitäten zu erhalten](#)

## Was kann ich tun, wenn mein WHILL defekt ist?

Ihr Händler kann sich auf verschiedenen Wegen direkt mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen: über eine spezielle Telefonnummer, per E-Mail, über ein Kontaktformular auf der Website oder in sozialen Netzwerken. Der Kundendienst kann

Ihrem Händler dann mit Ratschlägen und Anleitungen bei der Lösung Ihres Problems behilflich sein.

Die Garantie beträgt 2 Jahre für den Rollstuhl und 6 Monate für den Akku.

## Kann ich meinen WHILL in öffentlichen Verkehrsmitteln benutzen?

Die Vorschriften für die Nutzung einer Mobilitätslösung in öffentlichen Verkehrsmitteln können je nach Land, Region oder Stadt unterschiedlich sein. Deshalb ist es wichtig, sich über die geltenden Gesetze und speziellen Bestimmungen zu informieren.

**Zug.** Es kann sein, dass zwischen Zug und Bahnsteig ein Spalt ist. Bitte fragen Sie daher das Bahnhofspersonal, ob es Ihnen beim Ein- und Aussteigen

behilflich sein kann. Erkundigen Sie sich auch im Voraus, ob es am Bahnhof behindertengerechte Einrichtungen wie Aufzüge gibt.

**Bus.** Sie können den WHILL in Bussen ohne Stufe, mit einer Stufe oder mit einem Lift verwenden.

**Flugzeug.** Erkundigen Sie sich im Voraus bei der Fluggesellschaft, ob sie Elektrorollstühle befördern.

## Welche Vorteile bietet die Rückenlehnenhalterung?

Das WHILL Model C2 bietet künftig optional eine neue Halterung für Rückensysteme, die sich ideal für Nutzer mit besonderen Anforderungen an die Sitzposition eignet. Sie hat mehrere Vorteile:

**Individuell einstellbar.** Sie können diese Rückenlehnenhalterung für Ihre Bedürfnisse optimieren. Sie können Form, Größe und Dichte der Halterung selbst bestimmen.


**Anpassbar.** Die Rückenlehnenhalterung des WHILL MODEL C2 ist so konzipiert, dass sie sich an die Rückenlehnen aller Hersteller und Marken anpasst. Sie können die Rückenlehnenhalterung ganz leicht austauschen oder ändern, wenn sich Ihre Erkrankung oder Ihr Handicap verändert.

**Komfortabel.** Die neue Rückenlehnenhalterung ermöglicht die Anpassung von Lösungen, die dem Rücken mehr Unterstützung bieten, was Ihren Komfort verbessern und Ermüdungserscheinungen verringern kann.

**Ergonomisch.** Die neue Rückenlehnenhalterung des WHILL Model C2 bietet mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für Nutzer mit speziellen Positionierungsanforderungen. Dies kann Ihren Komfort erhöhen, Ermüdungserscheinungen verringern und dabei helfen, Schmerzen und Muskelverspannungen vorzubeugen, und sorgt gleichzeitig für eine längere Lebensdauer Ihrer Mobilitätslösung.



Vereinbaren Sie  
eine Probefahrt zu Hause



Sie haben Fragen?  
Kontaktieren Sie uns!

**WHILL Europe**

Johan Cruijff Boulevard 65,  
1101 DL, Amsterdam, Netherlands

*Tel.:* +49 (0) 15119412340

*E-mail:* [germany@whill.inc](mailto:germany@whill.inc)

*Website:* [www.whill.inc/de/](http://www.whill.inc/de/)

Besuchen Sie uns auf:





## WHILL Europe

Johan Cruijff Boulevard 65,  
1101 DL, Amsterdam, Netherlands  
[germany@whill.inc](mailto:germany@whill.inc)



Fotografieren Sie den QR-Code  
oder besuchen Sie die Website  
[www.whill.inc/de/](http://www.whill.inc/de/)



\* Dieses Gerät soll Personen, die mit der Nutzung eines Elektrorollstuhls vertraut sind, mehr Mobilität ermöglichen.