ΔVΔNOS

MUNDPFLEGE-REINIGUNGSSTABCHEN

TECHNISCHES DATENBLATT

CE

Beschreibung

12240: MUNDPFLEGE-REINIGUNGSSTABCHEN 12242: MUNDPFLEGE-REINIGUNGSSTABCHEN 12245: MUNDPFLEGE-REINIGUNGSSTABCHEN, MIT

ZAHNCREME

12246: MUNDPFLEGE-REINIGUNGSSTABCHEN, MIT

ZAHNCREME

12254: MUNDPFLEGE-REINIGUNGSSTABCHEN 12255: MUNDPFLEGE-REINIGUNGSSTABCHEN, MIT

ZAHNCREME

Maße:

	12255	12254	12245	12246	12240	12242
Schaft- Typ	Plastik	Plastik	Papier	Papier	Papier	Papier
Stäbchen Länge	15 cm	15 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

Schaumgröße: 15 x 15 x Länge 22 mm

Stäbchendurchmesser: 3 mm

Indikation

Unterstützung des pflegenden Personals bei der angemessenen Mundpflege und Bereitstellung mehrerer Konfigurationen für unterschiedliche Patientenbedürfnisse. Tupfer mit / ohne Zahnputzmittel sind wirksam zur Stimulation der Schleimhaut und Reinigung des Mundes. Sie sind minimal wirksam bei der Entfernung von Plaque.

Kontraindikation

Keine.

Hauptmaterialien

Schaum: Urethan.

Stäbchen: Polystyrol / Papier.

Zahncreme: Minzgeschmacks-Wasserlösung (Natriumbicarbonat und Minzgeschmack). Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Nicht mit DEHP hergestellt.

Sterilisation

Diese Produkte sind nicht steril.



Verpackung

12255, 12254, 12245, 12240: Versandbox mit 1000 Stück. 250 einzeln verpackte Einheiten befinden sich in einem Spender und 4 Spender befinden sich in einer Transportbox. Strichcodierung: GS1-128-Symbologie, linear auf Versandund Ausgabefächern.

12246, 12242: Versandbox mit 500 Stück. 250 einzeln verpackte Einheiten werden in 1 Spender platziert und 2 Spender werden in einem Versandkoffer platziert. Strichcodierung: GS1-128-Symbologie, linear auf Versandund Ausgabefächern.

Herstellung

Produkte werden in Mexiko hergestellt. Das Qualitätssystem der Produktionsstätte ist ISO13485-konform.

Vorschriften

Produkt CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42 / EWG über Medizinprodukte.

Klasse: I

Benannte Stelle: BSI NL NB (2797).

Lagerung

An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. So lange wie möglich in Versandbox aufbewahren.

Haltbarkeit

12255, 12245, 12246: 2 Jahre, ab Herstellungsdatum. 12254, 12240, 12245: Nicht spezifiziert.